

3517610 Clino® CRX1s EM-CR Cleaning trolley for Cleanroom

**Individualization
on request!**

Product description



Cleaning trolley with EasyMop CR® pre-preparation method for non-sterile areas made of stainless steel and plastic.

- Maximum efficiency and process reliability in a single-stage process
- Made from brushed stainless steel and plastic
- Touch-free operating concept
- This item is not supplied pre-assembled. Assembly instructions for self-assembly are included.



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Product specifications

Article name Article number	Clino® CRX1s EM-CR 3517610
Weight	10.83 kg
Working dimension	58.5 x 59.4 x 72.5 cm
Resting dimension	58.5 x 59.4 x 72.5 cm
Basic components	Basic module (stainless steel) Sheet metal for 2 Clino® system boxes Electrically conductive special castors 100 mm 2 Clino® system boxes 1 device holder
Work area	Unit 1 x 35 L
Disposal area	The cleaning trolley should be completely cleaned after use and stored in a dry place. Store EasyMop system boxes open.
Care instructions	The product has to be prepared for cleanroom sustainability before use. The trolley's autoclave suitability depends on its individual components.
Sterility	1 Pieces 1 PU
Pieces per PackingUnit Selling unit	1 Pieces
Pieces per box	78 x 58 x 45 cm 10.83 kg
Carton size Carton weight	8 120 x 80 x 220 cm
Cartons per pallet Pallet	87168000
Customs tariff number	Germany
Country of origin	4065237120156
EAN-Number	Our sales department will be happy to advise you on suitable accessories
Compatible accessories	

Industry Sectors

Hygiene



This classification is a non-binding recommendation. The user must check the individual suitability and compatibility for his individual area of application. The condition of the material must be checked regularly; damaged products must be replaced immediately. All information without guarantee. Subject to changes and deviations.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 30.01.2026;



TECHNICAL DATASHEET

3517610 Clino® CRX1s EM-CR Cleaning trolley for Cleanroom

1x	3500234	Handle CRX1	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
1x	3530181	Insert for bag holder frame	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
1x	3500230	Sheet metal CRX2	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
2x	3500238	Stud screw CRX	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
2x	3500240	Truss-head bolt CRX	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
4x	3500235	Spacer CRX	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
4x	3500236	CRX sealing washer	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
6x	3500239	Pan head screw CRX	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
4x	2013430	Swivel castor 100 mm	
2x	2910000	Systembox EasyMop® blue	
1x	3500093	Holder for handle	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
1x	3500237	Allen key CRX 5 mm	Autoclavable (121 °C for 20 minutes)
1x	0899100	Cardboard small	
1x	0899911	Assembly instructions Clino® CRX	

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 30.01.2026;

